



**НОВАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ  
И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ  
НА ОСНОВЕ УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФОРМУЛ**



# **НАТУРАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИНЪЕКЦИЯМ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ**

## **НІАЛУРОХ**

### ГИЛАУРОКС



#### **С НІАЛУРОХ ВЫ СМОЖЕТЕ:**

- Получить немедленный видимый результат, нарастающий в течение 2-3 недель.
- Просто, быстро и эффективно проводить процедуры, не зависимо от квалификации/наличия специалистов по инъекционным методикам.
- Использовать процедуры биоревитализации, по уходу за жирной кожей и лечению проблемной кожи с акне, антицеллюлитные программы без ограничений в течение целого года.
- Выгодно вложить Ваши средства в аппарат с высоким показателем прибыли. Быстрая окупаемость (при проведении 3 процедур в день – примерно за 45 дней!)

#### **МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ:**

- Настоящее европейское качество от ведущего разработчика профессионального оборудования для салонов красоты.
- **Регистрационное удостоверение МинЗдрава РФ.**
- Безопасность, гарантию 1 год, бесплатное программное обеспечение, сервисное обслуживание.
- Индивидуальные бонусные программы, продвижение, информационную поддержку, рекламную поддержку.
- Обучение у профессиональных методистов, участие в семинарах с участием специалистов в данной области, протоколы проведения процедур.

Производство: CORPORA, Испания

Компания ICG – эксклюзивный представитель CORPORA в России

По мере старения наша кожа становится менее эластичной, в ней снижается выработка коллагена, теряется ее упругость, и начинают появляться морщины.

**Hialufox предлагает Вашему вниманию революционный метод, который позволяет любому косметическому салону использовать весь потенциал ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ГК) в борьбе с морщинами, восстанавливая плотность и эластичность кожи, не прибегая к инъекциям или пластической хирургии, с гарантированной эффективностью.**

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ПРОЦЕДУР:

**ПО ЛИЦУ** – для полной активизации процесса необходимо провести от 3 до 6 процедур. Назначаются две процедуры в неделю в течение трех недель.

**ПО ТЕЛУ** – количество процедур для всего курса по телу составляет 6–8. Процедуры выполняются 2–3 раза в неделю.



**Новая система против старения кожи с применением Атермического Лазера и геля, содержащего запатентованные Наносферы с Низкомолекулярной Гиалуроновой Кислотой. Потрясающие результаты уже после первого сеанса.**

**ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:** все области лица, шея, декольте и тело.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- нет необходимости хирургического вмешательства или инъекций;
- использование натурального продукта: гиалуроновой кислоты;
- равномерность распределения гиалуроновой кислоты и других активных компонентов в глубоких слоях кожи;
- заметные результаты в короткий срок;
- при использовании холодного лазера нет опасности ожогов;
- применяемый лазер относится к классу 2В, что означает, что для его использования нет необходимости быть дипломированным специалистом в медицине;
- уникальная косметическая линия безупречного качества (4 средства противовоспалительной серии, 4 средства для процедур биоревитализации и 3 – для лечения целлюлита).

#### ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Косметическо-клинические испытания, в которых приняли участие 200 женщин, выявили следующие результаты проявления эффекта процедур на коже:

- более однородная текстура – 62%;
- кожа становится более сияющей – 83%;
- уменьшение мелких морщин – 55%;
- видимое увлажнение кожи – 86%;
- разглаживание мимических морщин – 24%;
- восстановление кожи – 82%.

#### ВИДЫ ПРОЦЕДУР:

Hialufox позволяет осуществлять процедуры как на отдельных участках кожи, так и комплексные сеансы:

- полный сеанс для лица;
- процедура для носогубной области;
- процедура для периорбитальной области;
- процедура для шеи и декольте;
- процедура для тела.



## НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

**Секрет профессиональной системы Hialufox** заключается в уникальном сочетании двух факторов: низкоэнергетического инфракрасного лазерного излучения и косметических препаратов, содержащих наносферы с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой в сочетании с эксклюзивной формулой активных ингредиентов.



Использование нанотехнологий при производстве косметических средств позволило компании CORPORA расщеплять активные ингредиенты на молекулярном уровне и применять специфические «транспортные средства» для их доставки в глубокие слои кожи – **наносферы**, имеющие состав и строение, сходное с оболочкой живых клеток. Наносферы представляют собой искусственно синтезированные полые капсулы, которые заполняют активными ингредиентами. Большая степень проникновения активных ингредиентов в кожу обеспечивает высокую эффективность косметики испанской компании CORPORA.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С НАНОСФЕРАМИ:

- Наносферы способны проникать через эпидермис, встраиваться в мембрану клетки и отдавать ей свое содержимое.
- Обеспечивают быстрый перенос действующих веществ в глубокие слои эпидермиса и дерму, при этом активные вещества доставляются в полном объеме, без потерь, что дает возможность снизить их концентрацию. Использование активных компонентов в минимальных количествах позволяет избежать раздражения кожи и аллергические реакции.
- Нетоксичны, поскольку состоят из природных липидов.
- Косметические средства с наносферами показаны для проблемной и чувствительной кожи. Текстура таких препаратов близка к гелевой, что обеспечивает дополнительное увлажнение и не создает на коже воздухопроницаемую пленку, усугубляющую состояние кожи при угревой болезни.

**Процедура лазерной биоревитализации** на аппарате Hialufox представляет собой введение в глубокие слои кожи гиалуроновой кислоты, являющейся главным субстратом межклеточного пространства кожи, придающим ей объем, упругость и свежесть. Молекулы гиалуроновой кислоты присоединяют к себе воду, образуя коллоидный гидро-гель, который является естественным наполнителем межклеточного пространства. По своей природе, молекулы гиалуроновой кислоты являются полимерами и имеют очень большой молекулярный вес. Они не способны преодолевать базальную мембрану кожи, поэтому для проникновения гиалуроновой кислоты вглубь кожи до сегодняшнего дня использовались исключительно инъекционные методики. **С появлением инновационной методики Hialufox, биоревитализация кожи стала возможной и без инъекций.**

**Компания CORPORA производит косметические средства с наносферами гиалуроновой кислоты**, которые беспрепятственно могут проникать в самые глубокие слои кожи, создавая в ней депо гиалуроновой кислоты. Инновационная система Hialufox использует специальный атермический лазер с длиной волны **905 нм**, который активизирует гель с наносферами и запускает реакцию полимеризации ГК, что приводит к формированию высокомолекулярных функционально активных молекул гиалуроновой кислоты в глубоких слоях кожи. Кроме того, важным отличием системы Hialufox от классической инъекционной биоревитализации является усиление синтеза коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты, улучшение микроциркуляции и стимуляция всех метаболических процессов в коже под воздействием атермического лазера.



## 1. NEW! ЛИНИЯ NANO BALANCE SYSTEM ПО УХОДУ ЗА ЖИРНОЙ КОЖЕЙ И ЛЕЧЕНИЮ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ С АКНЕ

**Основные активные ингредиенты:** наносферы с гиалуроновой кислотой и наносферы с экстрактом бурой водоросли.



### • INTENSIVE CLEANSING FOAM – пенка для интенсивного очищения

Упаковка 100 мл, 200 мл.

Отличное решение для очищения кожи.

Очищает поры, устраняет токсины и подготавливает кожу к процедуре.

Рекомендуется использовать пенку Intensive Cleansing Foam для домашнего ухода утром и вечером.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- сочетает действие активных ингредиентов с мощной очищающей способностью;
- регулирует секрецию сальных желез, снижая излишнюю выработку кожного сала и предупреждая образование акне;
- оказывает сильное антисептическое и бактерицидное действие, защищая кожу от инфекций и воздействия вредных внешних факторов;
- тонизирует кожу лица, сохраняя ее чистой и свежей целый день;
- pH – нейтральный.

**СОСТАВ:** экстракт ромашки, аллантоин, ментол, молочная кислота, камфора.

### • D-TOX – крем с наносферами

Упаковка 100 мл.

Способствует раскрытию пор, предотвращает жирный блеск кожи. Специальная формула с наносферами позволяет доставить активные вещества в более глубокие слои кожи, в результате они регулируют выделения кожного сала на уровне сальных желез.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- устраняет избыток кожного сала;
- регулирует секрецию сальных желез;
- способствует полному раскрытию пор;
- оказывает сильное антисептическое и бактерицидное действие;
- сохраняет чувство свежести в коже;
- не содержит жира.

**СОСТАВ:** наносферы с гиалуроновой кислотой, наносферы с Algisium C (экстракта бурой водоросли), чайное дерево, ромашка, цинк, тимьян, эвкалипт, алоэ вера, ментол, аллантоин, розмарин, шалфей, магнолия.

### • RECOVERY MASK – восстанавливающая маска

В упаковке 5 шт.

Повышает эластичность и мягкость кожи, визуально улучшает состояние жирной и склонной к акне кожи.

Маска состоит из биосенitized нано-фибры последнего поколения, характеризуется высокой способностью удерживать активные ингредиенты, мягкостью и комфортностью.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- создает физический барьер, образуя пленку с эффектом окклюзии, стимулируя клеточный метаболизм, способствуя удержанию активных веществ;
- обладает высокой регенерирующей способностью;
- стабилизирует действие гиалуроновой кислоты;
- по структуре маска идентична структуре кожи.

**СОСТАВ:** наносферы с гиалуроновой кислотой, наносферы с Algisium C (экстракта бурой водоросли), экстракт стебля бамбука, экстракт цветов арники, корень горечавки желтой, экстракт семян грейпфрута, экстракт семян кунжута, экстракт коры коричневого дерева.

### • NANO BLEMISH CONTROL GEL – гель с наносферами гиалуроновой кислоты и экстракта бурой водоросли

Упаковка 100 мл, 30 мл

Предупреждает возникновение акне, черных точек, предотвращает появление жирного блеска кожи.

Рекомендуется использовать Nano blemish control gel для домашнего ухода утром и вечером.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- регулирует работу сальных желез;
- подавляет активность вызывающих воспаление бактерий;
- препятствует закупорке пор;
- оказывает антисептическое и бактерицидное действие;
- благодаря наносферам действует на глубокие слои кожи;
- легко использовать благодаря его гелевой текстуре.

**СОСТАВ:** наносферы с гиалуроновой кислотой, наносферы с Algisium C (экстракт бурой водоросли), чайное дерево, алоэ вера, тимьян, ромашка, магнолия, розмарин, ментол, камфора.



## 2. ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ. ПРОГРАММА ANTI-AGE

### • ГЕЛЬ С НАНОСФЕРАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

В ките 6 флаконов по 5 мл.

Увлажняет и омолаживает кожу, разглаживает морщины, выравнивает ее цвет.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- стимулирует синтез коллагена и эластина, собственной гиалуроновой кислоты;
- обладает вяжущим и противовоспалительным действием.

**СОСТАВ:** наносферы с низкомолекулярной 3% гиалуроновой кислотой, предшественник витамина С, экстракт листьев вяза.

### • АЛЬГИНАТНАЯ КРИОМАСКА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

В ките 6 шт.

Очищает, увлажняет, тонизирует, делает кожу сияющей.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- дезинкрустирующее;
- стабилизирует действие гиалуроновой кислоты, образуя пленку с эффектом окклюзии;
- активизирует клеточный метаболизм;
- способствует проникновению активных веществ.

**СОСТАВ:** альгинаты, спирулина (водоросль, богатая аминокислотами), ментол, активированный уголь растительного происхождения.

### • INTENSIVE COMPLEX – интенсив комплекс

В ките 6 флаконов по 2 мл.

Увлажняет и питает кожу.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- фиксирует введенную во время процедуры гиалуроновую кислоту.
- СОСТАВ:** экстракт плодов рожкового дерева Цератония Селиква (содержит витамины группы В, органические кислоты, пектины и микроэлементы), гидрогенизированное касторовое масло.

### • LIFT COMPLEX – лифт Комплекс

Упаковка 30 мл.

Увлажняет, сокращает морщины, расслабляет мимическую мускулатуру, оказывает лифтинговый эффект, улучшает общее состояние кожи.

**ДЕЙСТВИЕ:**

- способствует синтезу гиалуроновой кислоты;
  - стимулирует синтез волокон коллагена и эластина.
- СОСТАВ:** низкомолекулярная гиалуроновая кислота 1%, частицы метакрилата (эффект soft-focus – сокращает морщины и улучшает общее состояние кожи), витамин С, аргилерин-гексапептид, обладающий ботулоподобным эффектом (уменьшают количество мимических сокращений).



## 3. АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ ЛИНИЯ. ПРОГРАММА ПО ТЕЛУ

Программа по телу предназначена для лечения целлюлита, коррекции фигуры и повышения упругости кожи. Помимо этого, косметика для тела CORPORA обладает дренажным действием: улучшает кровообращение и стимулирует отток лимфы.

### • КОНЦЕНТРАТ BODY COMPLEX

Упаковка: 10 ампул по 10 мл.

Ультракрепляющий, липолитический и дренажный концентрат, содержащий наносферы с активными веществами.

### • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА С НАНОСФЕРАМИ

Баночка 500 мл.

Антицеллюлитный, ультракрепляющий и дренажный крем, содержащий наносферы с активными веществами.

### • КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА BODY COMPLEX

Флакон с дозатором 150 мл.

Антицеллюлитный крем-гель, обладающий подтягивающими и дренажными свойствами, увлажняющим действием. Рекомендуется для домашнего использования: утром после душа на абсолютно сухую кожу и вечером перед сном.

**ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:**

- форсколин в уникальных запатентованных нанокапсулах LPD's (экстракт корня Coleus forskohlii из Шри-Ланки, Forskohlin);
- комплекс из трех активных составляющих растительного происхождения, способствующий усилению кровообращения, обладающий стимулирующими и дренажными свойствами: золотарник, или золотая розга (solidago virgaurea), экстракт окопника лимона, экстракт иглицы шиповатой (Ruscus Aculeatus Root Extract);
- Methylsilanol Carboxymethyl Theophylline Alginate (метилсиланол-карбоксиметил-теофиллин-альгинат) – высокотехнологичное фитотерапевтическое средство против целлюлита, мощный липолитик;
- Glaucine (глауцин) – натуральная молекула, стимулирующая разрушение жировых клеток.



**1. ОЧИЩЕНИЕ**

**А) Молочко для всех типов кожи Bernard CASSIÈRE**

ЗАДАЧИ: удалить макияж, устранить маслянистые остатки кожного секрета, смягчить и увлажнить кожу, достигнуть хорошего насыщения тканей кислородом.

**Микрогоммаж Bernard CASSIÈRE**

ЗАДАЧИ: удалить отмершие клетки, выровнять рельеф кожи, сделать кожу чистой и гладкой.

**Б) Лосьон для всех типов кожи Bernard CASSIÈRE**

ЗАДАЧИ: завершить очищение, смягчить и тонизировать кожу.



**2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**

Перед началом работы с аппаратом наденьте защитные очки, а также защитите глаза клиента. Лицо зрительно делится на четыре зоны. Каждая зона обрабатывается по отдельности лазерным зондом медленными непрерывными движениями. Время воздействия на каждую зону на этом этапе составляет 2 минуты.

ЗАДАЧИ: активируем клеточный метаболизм, стимулируем фибробласты, способствуем клеточной регенерации и притоку крови, что позволит нам облегчить проникновение гиалуроновой кислоты.



**3. НАНЕСЕНИЕ ГЕЛЯ С НАНОСФЕРАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ**

На данном этапе зрительно делим лицо на шесть зон. С помощью шприца-апликатора набираем 1мл геля с наносферами гиалуроновой кислоты из ампулы и наносим легкими массажными движениями примерно 0,40 мл геля на первую зону. СОСТАВ: низкомолекулярная гиалуроновая кислота 3%, витамин С, экстракт листьев вяза.

ЗАДАЧИ: увлажнение, стимуляция синтеза коллагена и эластина, обладает вяжущим и противовоспалительным действием.



**4. ПЕРВИЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**

Медленными непрерывными движениями обрабатываем каждую зону лазерным зондом по гелю с наносферами гиалуроновой кислоты. Время воздействия на каждую зону на этом этапе составляет 3 минуты.


ЗАДАЧИ: применяем атермический лазер, чтобы восстановить фрагментированную молекулу гиалуроновой кислоты в глубоких слоях кожи.



**5. ГЛУБОКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**

Лицо зрительно делим на четыре зоны. Легкими массажными движениями наносим гель с наносферами гиалуроновой кислоты на первую зону, и обрабатываем ее лазерным зондом, акцентируя внимание на наиболее проблемных местах. Таким же образом обрабатываются оставшиеся три зоны. Время воздействия на каждую зону на этом этапе составляет 4 минуты.

ЗАДАЧИ: глубокое воздействие в зависимости от потребностей кожи.



**6. НАНЕСЕНИЕ МАСКИ**

Не удаляя с кожи возможных остатков геля, наносим альгинатную маску с активированным углем и оставляем для воздействия на 15-20 минут. Снять маску одним движением.

СОСТАВ: альгинаты, спирулина, ментол, активированный уголь растительного происхождения.

ЗАДАЧИ: маска стабилизирует действие гиалуроновой кислоты, стимулирует клеточный метаболизм, увлажняет.




**7. НАНЕСЕНИЕ ИНТЕНСИВ КОМПЛЕКСА**

Нанести массажными движениями на всю ранее обработанную поверхность содержимое ампулы (2 мл) до полного впитывания.

СОСТАВ: экстракт плодов рожкового дерева Цератония Селиква, гидрогенизированное касторовое масло, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, динатриевая этилендиаминтетрауксусная кислота, парфюмерная композиция.

ЗАДАЧИ: зафиксировать введенную во время процедуры гиалуроновую кислоту.



**8. НАНЕСЕНИЕ ЛИФТ КОМПЛЕКСА**

Профессиональный комплекс на основе гиалуроновой кислоты завершает омолаживающую процедуру Гиалурокс. Наносится на кожу массажными движениями после интенсив комплекса. Лифт комплекс также является продукцией для домашнего применения.

СОСТАВ: низкомолекулярная гиалуроновая кислота 1%, частицы метакрилата, витамин С, пептиды «эффект ботокса».


ЗАДАЧИ: увлажнение, защита.



ДО лечения




ПОСЛЕ лечения




ДО лечения



ПОСЛЕ лечения




ДО лечения




ПОСЛЕ лечения




ДО лечения



ПОСЛЕ лечения



ДО лечения



ПОСЛЕ лечения




ДО лечения



ПОСЛЕ лечения



ДО лечения



ПОСЛЕ лечения



ДО лечения



ПОСЛЕ лечения



ДО лечения



ПОСЛЕ лечения

## РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ:

Загрузка аппарата	1 процедура в день	3 процедуры в день	5 процедур в день
Стоимость аппарата, руб.	<b>374 500</b>	<b>374 500</b>	<b>374 500</b>
Рекомендованная средняя стоимость процедуры, руб.	5 400	5 400	5 400
Рабочие дни, в месяц	30	30	30
Количество процедур, в месяц	30	90	150
Совокупный доход в месяц, руб.	162 000	486 000	810 000
Стоимость расходных материалов на одну процедуру, руб.	1 665	1 665	1 665
Стоимость расходных материалов в месяц, руб.	49 950	149 850	249 750
Зарплата специалистов (20%) в месяц, руб.	32 400	97 200	162 000
<b>Прибыль в месяц, руб.</b>	<b>79 650</b>	<b>238 950</b>	<b>398 250</b>
Срок окупаемости аппарата, мес.	4,7	1,6	0,9

## РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЦЕДУР:

Перечень составляющих средств для проведения процедуры	Объем/ кол-во	Цена, руб.	Расход на 1 процедуру	Себестоимость руб.
<b>Программа для жирной и проблемной кожи с акне</b>				
Пенка для очищения (Intensive Cleansing Foam)	200 мл	910	2 мл	9
D-Tox крем	100 мл	1 915	3 мл	57
Recovery mask, восстанавливающая маска	5 шт.	1 905	1 шт.	381
Гель с наносферами гиалуроновой кислоты и экстракта бурой водоросли. (Nano blemish control gel)	100 мл	1 050	2 мл	21
<b>Себестоимость программы</b>				<b>469</b>
<b>Программа Anti-Age</b>				
<b>Кит на 6 процедур в комплекте:</b>		10 160	1 процедура	
Гель с наносферами Гиалуроновой кислоты, 5 мл	6 шт.		1 шт.	
Интенсив комплекс, 2 мл	6 шт.		1 шт.	
Лифт комплекс, 30 мл	30 мл		5 мл	
Шприцы с пластиковыми аппликаторами	6 шт.		1 шт.	
Альгинатная криомаска с активированным углем	6 шт.		1 шт.	
<b>Себестоимость программы</b>				<b>1 693</b>
<b>Антицеллюлитная программа по телу</b>				
Концентрат Body Complex, 10 мл	10 шт.	2 980	1 шт.	298
Антицеллюлитный профессиональный крем с наносферами	500 мл	2 780	25 мл	139
<b>Себестоимость программы</b>				<b>437</b>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Спектр	Инфракрасный, 905 нм
Пиковое значение общей мощности	400 Вт
Экран	Жидкокристаллический, задняя подсветка
Напряжение	230 В / 50-60 Гц
Размеры	500 x 405 x 250 мм
Вес	32 кг



## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- **Беременные женщины:** лазер ГИАЛУРОКС не должен применяться непосредственно для воздействия на матку. Он может быть использован для проведения процедур беременным женщинам, если принимаются меры предосторожности для исключения воздействия на область живота.
- **Новообразования (рак, опухоли и т.п.):** не применять для непосредственного воздействия на эти образования.
- **Щитовидная железа:** лазер ГИАЛУРОКС не должен применяться в данной зоне лицами, функции данной железы у которых изменены.
- **Геморрагии:** ГИАЛУРОКС способствует расширению сосудов. Поэтому его не следует использовать в зонах, имеющих геморрагии.
- **Иммуноподавляющая терапия:** использования лазера ГИАЛУРОКС противопоказано лицам, получающим этот вид лекарственной терапии.
- **Заболевания сердца:** использование лазера ГИАЛУРОКС в данной зоне тела противопоказано клиентам, имеющим заболевания сердца.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И СПА-ЦЕНТРОВ



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**  
191002, ул. Б. Московская, 14/1  
Тел./факс: (812) 337-5257  
(многоканальный)

**МОСКВА**  
123022, ул. 2-я Звенигородская, 12, стр. 10  
Тел.: (499) 272-1741  
Факс: (499) 788-6140

**ЕКАТЕРИНБУРГ**  
620137, ул. Блюхера, 45  
Тел.: (343) 369-8438  
Факс: (343) 369-8470

www.icg-group.ru  
www.estheline.ru  
www.ionto.ru