

Аппарат для прессотерапии PRESSOMED 2900 – это разработанная в Италии технология прессомассажа под давлением до 150 мм рт. ст. В ходе процедуры сжатый воздух, который подается по специальным манжетам, воздействует на лимфатическую систему. Рецепторы клеток, ответственные за расщепление жиров, активизируются, одновременно происходит подпитка и очистка кожного слоя.



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РОСЗРАВНАДЗОРОМ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- нарушения периферического венозно-лимфатического обращения
- целлюлит
- лишний вес
- локальные жировые отложения
- дряблость кожи
- отечность, независимо от причин ее возникновения
- ощущение мышечного перенапряжения
- наличие хронической венозной недостаточности
- профилактика и лечение варикозного расширения вен
- реабилитация после операций
- широкое применение в спортивной медицине

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Прессотерапия:


- способствует вытеснению излишней скопившейся межклеточной жидкости, благодаря чему спадают отеки различного происхождения, существенно уменьшаются объемы тела. Процедура направлена на борьбу с проявлениями целлюлита и различными стадиями ожирения.
- способствует восстановлению водного баланса, выводя из организма вредные вещества и излишки жидкости, поскольку происходит нормализация циркуляции межклеточной жидкости и лимфы.
- активизирует процессы обмена веществ в жировых клетках и клетках кожи, улучшает венозное кровообращение. В итоге тонизируются стенки сосудов, спадает отечность. При снижении давления в манжетах, сосуды расширяются, что приводит к значительному увеличению кровотока.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ

- популярная процедура на рынке косметологии
- результаты заметны уже после одной процедуры
- инновационная конструкция манжеты
- встроенные протоколы процедур, наличие 21 программы для лечения наиболее распространенных заболеваний
- возможность создания и внесения в память до 100 персональных программ
- возможность сочетания процедуры прессотерапии с разными методиками лечения целлюлита и коррекции фигуры
- легкое управление благодаря встроенному сенсорному экрану и графическому дисплею
- встроенный таймер
- специальный встроенный тест для проверки состояния пневмосистемы
- возможность непрерывного контроля герметичности манжеты
- автоматический спуск воздуха по окончании сеанса лечения
- возможность обновления программного обеспечения через Интернет

Инновационная конструкция манжет

Конструкция манжет имеет важнейшее значение, особенно для процедур, касающихся венозно-лимфатической системы. Манжеты PRESSOMED имеют так называемую конструкцию «рыбья чешуя», через которую давление подается постепенно и не оставляет незаполненные промежутки, исключая обратный отток, что гарантирует безопасное пневматическое давление.



ACC536

Комплект для ног: 6 секторов для ног, 1 сектор для паховой области, 2 сектора для живота.



ACC533

Набор для рук: 1 рукав – 7 секторов. Рекомендуется при мастэктомии.

ACC535

Набор для рук: 2 рукава по 5 секторов.

**30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

EMIE
ITALY
estetica

Компания EME Srl – это итальянское предприятие, созданное в Пезаро в 1983 году.

EME Estetica занимается разработкой и производством оборудования для косметологии и эстетической медицины. Представительства компании действуют в более чем 60-ти странах мира.



Расчет окупаемости аппарата PRESSOMED

PRESSOMED 2900	Загрузка аппарата		
	1 процедура в день	3 процедуры в день	5 процедур в день
Стоимость аппарата, евро	6 070	6 070	6 070
Рекомендованная минимальная стоимость процедуры, евро	30	30	30
Количество рабочих дней в месяц	30	30	30
Количество процедур в месяц	30	90	150
Совокупный доход в месяц, евро	900	2700	4500
Зарплата специалистов (20%) в месяц, евро	180	540	900
Прибыль в месяц, евро	720	2160	3600
Срок окупаемости аппарата	8,5	2,9	1,7

ВАЖНО!

Не требуется дополнительных расходных материалов, специальной одежды.

Технические характеристики:

Напряжение	230 В / 50-60 Гц
Мощность	150 Вт
Графический дисплей	LCD 240 x 128 пикс.
Производительность воздушного компрессора	25 л/мин
Мощность компрессора	106 Вт
Макс. давление, подаваемое компрессором	3,5 атм
Макс. ток, потребляемый компрессором	0,45 А
Макс. давление	150 мм рт. ст.
Готовые протоколы процедур	21
Протоколы, сохраняемые в памяти пользователя	100
Размеры (Ш x В x Г)	39 x 89 x 30 см
Вес	30 кг

Санкт-Петербург
+7 (812) 655-64-95
+7 (812) 337-52-57

Москва
+7 (495) 229-37-70
+7 (499) 272-17-41

Екатеринбург
+7 (343) 369-84-38
+7 (343) 369-84-70

www.estheline.ru
www.icg-group.ru



PRESSOMED 2900
Аппарат для прессотерапии

EMIE
ITALY
estetica



Сделано в Италии
www.estheline.ru

